

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pex10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60683

Артикул: CM0021139

введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий белок PEX10, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Подходит для исследования биогенеза пероксисом и путей рециклинга PEX5 в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX10 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5192
ID гена	5192
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-160 человеческого PEX10 (NP_002608.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60683
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом