

Кроличьи Моноклональные Антитела К Pex11B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O96011

Артикул: CM0002361

введение

Кроличьи моноклональные антитела к PEX11B, предназначенные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на человеке. Нацелены на фактор биогенеза пероксисом 11B, прогнозируемая молекулярная масса — 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX11B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8799
ID гена	8799
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого PEX11B (O96011)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O96011
Масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом