

Анти-Pex11B Поликлональные Антитела Кролика Для Wb И Elisa - O96011

Артикул: CM0019426

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого PEX11B (пероксин-11B), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для изучения пролиферации и деления пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX11B pAb кролика
Примечания/Псевдоним	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Вид	Человек
ID гена	8799
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-180 человеческого PEX11B (NP_003837.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O96011
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Со льдом