

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rex12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 000623

Артикул: CM0017342

введение

Данное кроличье поликлональное антитело против REX12 валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА и нацелено на человеческий белок сборки пероксисом 12 (PAF-3). Идеально подходит для исследований биогенеза пероксисом и рециклинга рецептора REX5. Заказывайте в CamelBio для получения надежных сырьевых материалов для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	REX12 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PAF-3; PBD3A; REX12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5193
ID гена	5193
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-359 человеческого REX12 (NP_000277.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	000623
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом