

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pex14 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75381

Артикул: CM0029702



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PEX14, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Важны для исследований импорта пероксисомальных белков и нарушений биогенеза пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX14 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5195
ID гена	5195
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118-377 человеческого PEX14 (NP_004556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	O75381
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом