


Кроличий Моноклональный Антитело Против Pex19 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P40855

Артикул: CM0002161



введение

Кроличье моноклональное антитело CamelBio против PEX19, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, специфически распознает человеческий PEX19. Необходимо для исследований биогенеза пероксисом, изучения клеточного цикла и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX19 кроличье мАТ
Примечания/Псевдоним	PXF; НК33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Вид	Человек
ID гена	5824
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 человеческого PEX19 (P40855)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40855
Молекулярный вес белка	33 кДа
Доставка	Сумка со льдом