


Кроличья Поликлональная Анти-Rex19 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции С Параформальдегидом, Elisa - P40855

Артикул: CM0028415



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PEX19 (Пероксин-19), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции с параформальдегидом, ELISA. Детектирует PEX19 у человека, мыши, крысы. Идеально для исследований биогенеза пероксисом и трафика мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX19 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PXF; НКЗЗ; РМР1; РМРІ; РХМР1; РВD12A; D1S2223E; PEX19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5824
GeneID	5824
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-299 человеческого PEX19 (NP_002848.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция с параформальдегидом, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40855
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом