

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Pex2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

Артикул: CM0020559

введение

Кроличыи поликлональные антитела к PEX2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают PEX2 у человека, мыши, крысы. Необходимы для исследований биогенеза пероксисом и рециклинга PEX5. Подходят для изучения пексофагии и пероксисомных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PEX2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5828
GeneID	5828
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого PEX2 (NP_001165558.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28328
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом