

Поликлональные Антитела Против Pex3 Для Wb, Elisa - P56589

Артикул: CM0029262



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PEX3 (TRG18/PBD10A). Валидированы для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеальны для исследований биогенеза пероксисом и синдрома Цельвегера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8504
GeneID	8504
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 144-373 человеческого PEX3 (NP_003621.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56589
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом