

Поликлональные Антитела Против Pex5 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P50542

Артикул: CM0018103



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PEX5, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на рецептор сигнала 1 пероксисомной мишени; ключевой элемент для исследований биогенеза пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEX5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5830
GeneID	5830
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 364-631 человеческого PEX5 (NP_000310.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50542
Молекулярный вес белка	71 кДа
Доставка	Сумка со льдом