

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pex6 Для Wb, Elisa — Q13608

Артикул: CM0013538

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PEX6 — пероксисомную AAA-АТФазу, необходимую для импорта белков в пероксисомы. Валидировано в WB и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против PEX6
Примечания/синонимы	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5190
Идентификатор гена	5190
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 741-980 человеческого PEX6 (NP_000278.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13608
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом