

Поликлональные Антитела Anti-Pfas Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15067

Артикул: CM0019505

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PFAS (PURL, FGAMS), для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью и крысой; подходят для исследований биосинтеза пуринов и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFAS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
Вид	Человек
GeneID (человек)	5198
GeneID	5198
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого PFAS (NP_036525.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15067
Молекулярный вес белка	145 кДа
Доставка	В ледяном пакете