


Поликлональные Антитела Anti-Pfdn1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60925

Артикул: CM0025798



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PFDN1, субъединицы префолдина, участвующей в сворачивании белков. Валидированы для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFDN1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PDF; PFD1; PFDN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5201
ID гена	5201
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-122 человеческого PFDN1 (NP_002613.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60925
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом