


Поликлональное Антитело Против Pfdn5 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q99471

Артикул: CM0029874



введение

Поликлональное антитело кролика против PFDN5, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает PFDN5 человека, мыши и крысы — префолдиновый шаперон, регулирующий транскрипцию MYC. Идеально подходит для исследований фолдинга белков и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFDN5 кроличье pAb
Примечания/алиасы	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5204
GeneID	5204
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99471
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовой пакет