


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pfdn5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - Q99471

Артикул: CM0008385



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого PFDN5 (MM1), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения модуляции с-Мус и шаперонных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PFDN5 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5204
GeneID	5204
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-154 человеческого PFDN5 (Q99471).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99471
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом