


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pfkfb3 (Ipfk-2) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q16875

Артикул: CM0007052



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PFKFB3 (iPFK-2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований гликолиза и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKFB3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5209
ID гена	5209
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого PFKFB3 (NP_004557.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16875
Молекулярная масса белка	57кДа/58кДа/59кДа/60кДа
Условия доставки	В пакете со льдом