


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pfkfb3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q16875

Артикул: CM0017371



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на PFKFB3 (6-фосфофрукто-2-киназа/фруктозо-2,6-бисфосфатаза 3). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагируют с человеческим и мышинным белком. Идеальны для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против PFKFB3
Примечания/Альтернативные названия	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5209
GeneID	5209
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого PFKFB3 (NP_004557.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16875
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом