


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pfkfb3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q16875

Артикул: CM0030611



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PFKFB3, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагируют с белком человека, мыши и крысы. Подходят для исследований метаболизма фруктозо-2,6-бисфосфата. - Q16875

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKFB3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5209
ID гена	5209
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16875
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом