


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pfkf Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P17858

Артикул: CM0026967



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PFKL (печеночный тип фосфофруктокиназы, P17858). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований гликолиза и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKL Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5211
GeneID	5211
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-780 человеческого PFKL (NP_002617.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17858
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	В пакете со льдом