

Поликлональные Антитела Против Pfkм Для Wb, If/Icc, Elisa — P08237

Артикул: CM0027290



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PFKM (АТФ-зависимая 6-фосфофруктокиназа, мышечный тип), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Рекомбинантный иммуноген для исследований гликолиза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKM Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Вид	Человек
GeneID (человек)	5213
GeneID	5213
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 501-780 человеческого PFKM (NP_001160160.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08237
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодильник