

Кроличья Моноклональная Антитело К Pfkм Для Вб - P08237

Артикул: CM0012703



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против мышечной формы АТФ-зависимой 6-фосфофруктокиназы человека (PFKM/P08237). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований гликолитических процессов и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела кролика к PFKM
Примечания/Алиасы	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Вид	Человек
ID гена (человек)	5213
ID гена	5213
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 6-фосфофруктокиназы человека (P08237).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08237
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Холодильный пакет