


Кроличья Моноклональная Антитело Против Pfkf Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q01813

Артикул: CM0003810



введение

Кроличья моноклональная антитело нацелена на человеческий PFKP, валидирована для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований гликолиза и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKP Rabbit mAb
Примечания / Синонимы	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Вид	Человек
ID гена	5214
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 336-540 человеческого PFKP (NP_002618.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01813
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом