


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pfkr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q01813

Артикул: CM0020683



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий PFKP (фосфофруктокиназа, тромбоцитарный тип). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Полезно для изучения гликолиза, метаболизма рака и связанных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PFKP
Примечания/синонимы	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5214
Идентификатор гена	5214
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 605–784 человеческого PFKP (NP_002618.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q01813
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом