

Поликлональные Антитела Против Pfn2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P35080

Артикул: CM0022259



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Профилина-2 (PFN2) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения цитоскелета и динамики актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFN2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PFL; D3S1319E; PFN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5217
GeneID	5217
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-140 человеческого PFN2 (NP_444252.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35080
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом