

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Pfn2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35080

Артикул: CM0027530



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий профилин-2 (PFN2), валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживают эндогенный PFN2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения динамики актина и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFN2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PFL; D3S1319E; PFN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5217
ID гена	5217
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-140 человеческого PFN2 (P35080)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35080
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет