

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pga3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Djd8

Артикул: CM0022800

введение

Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий PGA3 (Пепсиноген-3) с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований пищеварительных ферментов и протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGA3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PGA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	643834
GeneID	643834
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-180 человеческого PGA3 (NP_001073275.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DJD8
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом