

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Pga5 Для Wb, Elisa — P0Djd9

Артикул: CM0018155

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-PGA5, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт PGA5 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции пепсиногена-5 в пищеварении и протеолизе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGA5 Rabbit pAb
Примечания/синоним	Pg5; PGA5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5222
GeneID	5222
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-180 PGA5 человека (NP_055039.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0DJD9
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом