

Моноклональное Антитело Против Pgam1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P18669

Артикул: CM0011207



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PGAM1, подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Оптимальный выбор для исследований гликолиза, изучения метаболизма рака и закупки сырья для диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGAM1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5223
GeneID	5223
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18669
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом