


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pgam1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P18669

Артикул: CM0026900



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PGAM1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гликолиза и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGAM1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Вид	Человек
Идентификатор гена	5223 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-254 человеческого PGAM1 (NP_002620.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18669
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	С пакетом льда