

Поликлональное Антитело Против Pgam5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q96Hs1

Артикул: CM0015463



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PGAM5, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения митохондриальной динамики, митофагии и некроптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGAM5 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	BXLBV68; PGAM5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	192111
ID гена	192111
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-146 человеческого PGAM5 (NP_001164014.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96H51
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом