

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pgam5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q96Hs1

Артикул: CM0006283



введение

Кроличье моноклональное антитело PGAM5 (белок, связывающий Bcl-XL, v68) для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяет человеческий PGAM5 (Q96H51), митохондриальную серин/треониновую фосфатазу, регулирующую митофагию и некроз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGAM5 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	BXLBV68; PGAM5
Вид	Человек
GeneID	192111
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-146 человеческого PGAM5 (NP_001164014.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96H51
Молекулярная масса белка	32 кДа / 28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом