

Антитело Кролика Против Pgbd1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Js3

Артикул: CM0023551

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PGBD1 (SCAND4), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). PGBD1 — это ядерный белок, происходящий от транспозазы, который регулирует экспрессию генов в нейронах и сборку парapedков. Идеально подходит для исследований в нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGBD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SCAND4; HUCEP-4; dj874C20.4; PGBD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	84547
GeneID	84547
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-450 человеческого PGBD1 (NP_115896.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96Js3
Молекулярный вес белка	93кДа
Доставка	Сумка со льдом