

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Pgc1 Альфа - 070343

Артикул: CM0020827



### введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против PGC1 альфа (PPARGC1A), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения метаболической регуляции и митохондриальной биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PGC1 альфа кроличья пАт (pAb)                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | Pgc1; PGC-1; Pgc01; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 альфа                                              |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                     |
| ID гена (Человек)         | 10891                                                                                                                                    |
| ID гена                   | 19017                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 мышиного PGC1 альфа (NP_032930.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | 070343                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 91 кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                        |