


Моноклональное Антитело Против Pgc1 Бета Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Yn6

Артикул: CM0010768



введение

Кроличье рекомбинантное моноклональное антитело против PGC1 бета, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реактивно с человеческим и крысиным белком. Подходит для изучения функций транскрипционного коактиватора в метаболизме и митохондриальном биогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGC1 бета кроличье мАнт
Примечания/алиасы	PERC; ERRL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta
Вид	Человек
GeneID (человек)	133522
GeneID	133522
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 924-1023 человеческого PGC1 бета (NP_573570.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q86YN6
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	С холодоэлементом