


Моноклональное Антитело Против Pgc1A Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9UbK2

Артикул: CM0003656



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому PGC1α, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходит для изучения метаболической регуляции, митохондриального биогенеза и циркадных ритмов. Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб к PGC1α
Примечания/синонимы	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Вид	Человек
ID гена (человек)	10891
ID гена	10891
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 340–480 человеческого PGC1α (NP_037393.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBK2
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	Аккумулятор холода