


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pgc1A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9UbK2

Артикул: CM0014513



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на PGC1α (PPARGC1A), подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Для исследований метаболизма, глюконеогенеза и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGC1α Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Вид	Человек
Идентификатор гена	10891
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 610-798 человеческого PGC1α (NP_037393.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBK2
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом