


Кроличья Моноклональная Антитело (Мкт) Против Pgc1A/B Для Вб, Ифа — Q9Ubk2/Q86Yn6

Артикул: CM0002716



введение

Кроличья моноклональная антитело к PGC1α/β (PPARGC1A/PPARGC1B) — транскрипционному коактиватору, регулирующему метаболизм и функцию митохондрий. Валидирована для ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований в области метаболизма, термогенеза и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мКт к PGC1α/β
Примечания/алиасы	LEM6; PGC-1(альфа); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRL1; PERC; PGC-1(бета); PGC1B; PGC1α/β
Вид	Человек
GeneID (человек)	10891/133522
GeneID	10891/133522
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 699–798 человеческого PGC1α/β (NP_037393.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBK2/Q86YN6
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодильный пакет