

Анти-Pgd Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P52209

Артикул: CM0003371



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело Anti-PGD для применения в WB, IF/ICC, IP, ELISA. Обнаруживает PGD человека, мыши и крысы (53 кДа). Необходимо для изучения пентозофосфатного пути и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGD Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	6PGD; PGD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5226
GeneID	5226
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 384-483 PGD человека (P52209).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52209
Молекулярный вес белка	53kDa
Доставка	Сумка со льдом