

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pgd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P52209

Артикул: CM0026518



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого PGD (6-фосфоглюконатдегидрогеназы). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенный PGD в образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований пентозофосфатного пути и изучения метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	6PGD; PGD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5226
GeneID	5226
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 184-483 человеческого PGD (NP_002622.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52209
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	В ледяном пакете