


Поликлональное Кроличье Антитело К Рецептору Pge Ep1 (Ptger1) Для Wb, Elisa - P34995

Артикул: CM0016995



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого PTGER1 (EP1), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований функции почек, сокращения гладкой мускулатуры и передачи сигналов GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Рецептор PGE EP1 (PTGER1), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синоним	EP1; рецептор PGE EP1 (PTGER1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	5731
GeneID	5731
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого рецептора PGE EP1 (рецептора PGE EP1 (PTGER1)) (NP_000946.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P34995
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет