


Кроличья Поликлональная Антитело Против Рецептора Pge Ep3 (Ptger3) Для Wb, Elisa — P43115

Артикул: CM0027744



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого PTGER3 (рецептора EP3), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Изучайте сигналинг простагландинов с надежными реагентами от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против рецептора PGE EP3 (PTGER3)
Примечания/Синонимы	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; Inc003875; рецептор PGE EP3 (PTGER3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5733
GeneID	5733
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-53 человеческого рецептора PGE EP3 (PTGER3) (NP_942009.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P43115
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Холодовая упаковка