


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Рецептору Pge Ep4 (Ptger4) Для Wb, Elisa — P35408

Артикул: CM0020959



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к подтипу EP4 рецептора простагландина E2 (PTGER4). Валидированы для вестерн-блоттинга и ELISA, обладают перекрёстной реактивностью с крысой. Подходят для изучения опосредованной GPCR релаксации гладкой мускулатуры и функции почек.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к рецептору PGE EP4 (PTGER4)                                                                                |
| Примечания/синонимы       | EP4; EP4R; рецептор PGE EP4 (PTGER4)                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 5734                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 5734                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-488 рецептора PGE EP4 (PTGER4) человека (P35408) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Перекрёстная реактивность | Крыса                                                                                                                                        |
| SWISS                     | P35408                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 53 кДа                                                                                                                                       |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                               |