


## Поликлональное Антитело Anti-Pghs-2 Для Wb — P35354

Артикул: CM0019801



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PGHS-2 (COX-2/PTGS2), подходит для вестерн-блоттинга. Этот фермент играет центральную роль в биосинтезе простаноидов и воспалительном ответе. Используется в исследованиях воспаления и липидного обмена.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье поликлональное антитело к PGHS-2                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS                                                                        |
| Реактивность по видам     | Человек                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 5743                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 505-604 человеческого COX2/PTGS2 (P35354). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                    |
| Применение                | WB                                                                                                                         |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                    |
| SWISS                     | P35354                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 69 кДа                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                             |