

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pgk1 Для Wb, IHC-P, Elisa — P00558

Артикул: CM0014254



введение

Поликлональное кроличье антитело против PGK1 (фосфоглицераткиназы 1).
Валидировано для WB, IHC-P, ELISA;
перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований гликолиза, функции митохондрий и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PGK1
Примечания/алиасы	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5230
GeneID	5230
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–417 человеческого PGK1 (NP_000282.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00558
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Хладагент в пакете