

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pgk2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф/Ицх, Ифа - P07205

Артикул: CM0015924

введение

Кроличьи поликлональные антитела PGK2, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяют PGK2 человека, мыши, крысы (45 кДа) — тестис-специфичный гликолитический фермент, необходимый для подвижности сперматозоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGK2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dJ417L20.2; PGK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5232
GeneID	5232
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 242-360 человеческого PGK2 (NP_620061.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07205
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В пакете со льдом