

Поликлональные Антитела Против Pglс Для Wb, Ihc-P, Elisa - 095336

Артикул: CM0028701

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческой 6-фосфоглюконолактоназы (PGLS). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для изучения метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGLS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	6PGL; HEL-S-304; PGLS
Вид	Человек
GeneID	25796
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-258 человеческого PGLS (NP_036220.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095336
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом