

Поликлональное Антитело Против Pglyrp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Pd5

Артикул: CM0021071

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PGLYRP2 (белок распознавания пептидогликана 2, PGRP-L), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований врожденного иммунитета и переваривания пептидогликана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGLYRP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	tagL; PGRPL; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-like; tagl-beta; tagl-alpha; PGLYRP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	114770
ID гена	114770
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого PGLYRP2 (NP_443122.3))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96PD5
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	В пакете со льдом