

Кроличья Поликлональная Антитела К Pgm2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q96G03

Артикул: CM0015217

введение

Кроличья поликлональная антитела к PGM2 — это поликлональное антитело, полученное у кроликов против человеческого белка PGM2, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышиный PGM2 — фосфопенто-мутаза, критически важную для нуклеотидного обмена. Поставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к PGM2
Примечания/Альтернативные названия	MSTP006; PGM2
Вид белка	Человек
ИД гена (человек)	55276
ИД гена	55276
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–130 человеческого PGM2 (NP_060760.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96G03
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет