


Поликлональное Антитело Anti-Pgp9.5/Uchl1 Для Wb, Elisa — P09936

Артикул: CM0018096



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936). Подходит для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрёстно реагирует с UCHL1 человека и мыши — ключевой деубиквитиназой, участвующей в нейродегенерации и поддержании белкового гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PGP9.5/UCHL1
Примечания/алиасы	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7345
GeneID	7345
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P09936
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент