


Поликлональные Антитела Против Pgp9.5/Uchl1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P09936

Артикул: CM0021729



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PGP9.5/UCHL1 (убиквитин-карбоксиль-концевая гидролаза, изофермент L1), ключевой деубиквитиназа в деградации белков и нейронной функции. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований в области нейронаук и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGP9.5/UCHL1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7345
GeneID	7345
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого PGP95/UCHL1 (NP_004172.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09936
Молекулярный вес белка	25kDa
Доставка	Сумка со льдом